

PLUSCUR®

Absorb

FORLIFE
BERLIN



Wundauflage mit optimalem Fassungsvermögen zur Verwendung bei mittel bis stark exsudierenden Wunden

Die superabsorbierende Wundauflage PLUSCUR® Absorb bietet ein optimales Fassungsvermögen für die Versorgung mittel bis stark exsudierender Wunden und besteht aus einer luftdurchlässigen und wasserdichten Vliesrückseite, einem stark saugfähigen Pad, sowie einer wasserdurchlässigen Kontakt-Vliesschicht. Der mehrschichtige Aufbau dieses Produkts optimiert den Feuchtigkeitshaushalt und unterstützt so eine schnellere Wundheilung. Das stark saugfähige Pad stellt ein feuchtigkeitsbindendes System dar, das sich durch hervorragende Absorptionseigenschaften auszeichnet und Exsudat zuverlässig bindet.

Absorption 180g/100cm²

- » Fängt die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile ab.
- » Reduziert den Bakteriengehalt in der Wunde durch Absorption, d.h. Bakterien werden mit dem Verband entsorgt.
- » Ermöglicht ein längeres Zeitintervall zwischen dem Wechsel der Wundauflagen

Schützende Rückseite


- » Verhindert Durchnässen
- » Wasserfest und bakterienundurchlässig

Superabsorbierender Kern

- » Hervorragende Absorptionseigenschaften
- » Hilft das Mazerationsrisiko zu minimieren
- » Feuchtigkeitsbindendes System auf Gel-Basis

Feuchtigkeitsregulierende Schicht

- » Schnelle Aufnahme von Exsudat
- » Hilft beim Schutz empfindlicher Gewebe
- » Komfort für den Patienten
- » Klebt nicht an der Wunde



Vorteile

- » Hervorragende Aufnahme der Wundflüssigkeit mit hohem Fassungsvermögen
- » Außergewöhnlich gute Saugfähigkeit mit 180 g/100 cm²
- » Minimiert das Risiko von Mazeration und Undichtigkeit
- » Hält Wundflüssigkeit und deren Bestandteile von der Wunde fern
- » Kann im Rahmen einer Kompressionstherapie verwendet werden
- » Kein Durchnässen dank bakteriendichter Rückseite
- » Kosteneffizient und umweltfreundlich



Bestellinformation:

PZN	Bezeichnung	Größe	Menge	Artikel-Nr.
13893123	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	10 x 10	10 St.	PSABNB1010
13893146	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	10 x 20	10 St.	PSABNB1020